

# Patientinformation

## Homepump vid kontinuerlig smärtlindring med Morfin

Homepump är en engångs infusionspump. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen, den behöver därför inte hänga högt för att fungera. Den kan läggas i avsedd Homepumpväska eller i fickan.

- Kontrollera att slangklämman är öppen och att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera insticket dagligen.

**Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!**

Om det uppstår problem eller om Du har frågor, vänligen kontakta:

Mottagning (dag) tel:.....

Avdelning (natt) tel:.....