

Patientinformation

Homepump vid kur med EPOCH

Homepump är en engångs infusionspump. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen. den behöver därför inte hänga högt utan kan läggas i avsedd Homepump väska, utanpå kläderna.

Läkemedlen i EPOCH-kuren går inte alla att blanda ihop, därför behövs flera pumpar. En pump märkt med 2 ml/tim, går i 96 timmar. De andra är märkta med 5 ml/tim, skall bytas var 24:e timmar.

- Inkoppling och urkoppling sköts av sjuksköterska.
- Kontrollera att slangklämman är öppen och att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera huden runt omkring din infartskanyl 4 gånger per dygn. Kontrollera att det inte läcker vid sidan eller att det uppstår någon svullnad runt nålen.
- När färgad infusionsvätska används kan den se avfärgad ut i den nedre delen av slangen p.g.a. ett mycket litet hål.

Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng av pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!

Om det skulle uppstå några problem eller om Du har frågor vänligen kontakta:

Mottagning (dag) tel:

Avdelning (kväll & helger) tel: