

Patientinformation

Homepump vid cytostatika infusioner

Homepump är en engångs infusionspump. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen. Den behöver därför inte hänga högt för att fungera utan kan läggas i avsedd Homepump väska, utanpå kläderna.

- Inkoppling och urkoppling sköts av sjuksköterska.
- Kontrollera att slangklämman är öppen och att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera huden runt omkring din infartskanyl 4 gånger per dygn. Kontrollera att det inte läcker vid sidan eller att det uppstår någon svullnad runt nålen.

Datum	Klockan	Klockan	Klockan	Klockan	Vikt

Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng av pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!

Om det skulle uppstå några problem eller om Du har frågor vänligen kontakta:

Mottagning (dag) tfn:

Avdelning (kväll & helger) tfn: