

# Patientinformation

## Homepump vid kontinuerlig infusion med Desferal®

Homepump är en engångs infusionspump. Den fungerar som en uppblåst ballong man långsamt släpper ut luften ifrån. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen. Den behöver därför inte hänga högt för att fungera utan kan läggas i avsedd Homepump väska, utanpå kläderna.

- Nedre delen av slangen skall normalt ligga i kontakt med huden. Om slangen nedanför det runda filtret utsätts för stora temperaturvariationer kan pumpen gå fortare eller långsammare.
- Kontrollera att slangklämman är öppen och att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera insticket dagligen.

Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng av pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!

Om det skulle uppstå några problem eller om Du har frågor vänligen kontakta:

Mottagningen (dagtid) tfn: .....

Avdelning (kväll och helger) tfn: .....