





Lone Star

Retraktor & Hookar

Lone Star



Lone Star självhållande retraktorer

Lone Star retraktorer består av en mängd självhållande, justerbara retraktorer som erbjuder överlägsen åtkomst och visualisering över ett brett spektrum av kirurgiska applikationer.

Retraktorerna finns som både engångs och flergångs.


FÖRDELAR

- ✓ **Överlägsen exponering**
Ger bättre visualisering tack vare att det inte är några händer i vägen.
- ✓ **Enkla att använda**
Kommer sterila färdiga att använda.
- ✓ **Frigör personal**
Personalen kan utföra andra uppgifter än att hålla i hookar och peanger.
- ✓ **Kostnadseffektiv**
Genom att minska tiden per operation minskar även kostnaden.




Lone Star[®]
RETRACTOR SYSTEM

Några av de vanligaste användningsområdena




GYNEKOLOGI

- Urininkontinensoperationer
- Framfallsoperationer
- Visikovaginal fistelreparation
- Rektovaginal fistelreparation
- Plastikoperationer
- etc.



KOLOREKTAL

- Anal fistelreparation
- Rektovaginal fistelreparation
- Rektal prolapsoperation
- Sfinkterskador
- Hirschsprungs operationer
- etc.




HUVUD & HALS

- Suturering
- Trakeostomi
- Lymfkörtelbiopsi
- Parotidektomi
- Sköldkörtелеktomi
- etc.



Kit med retraktorerna & hookar


Vi erbjuder de vanligaste retraktorerna och hookarna som kit. Kiten innehåller 5 kit per förpackning, varje kit innehåller 1 retraktor och 8 st hookar.



Retraktorkit gynekologi

5 kit per förpackning
Kit art.nr: 3704

Varje set innehåller:
1 st retraktor
8 st hookar




Retraktorkit kolorektal

5 kit per förpackning
Kit art.nr: 3707

Varje set innehåller:
1 st retraktor
8 st hookar

Lone Star elastiska hookar









Lone Star elastiska hookar är engångs och anpassar sig efter retraktorn. Finns i en bred variation för att kunna anpassas till olika operationer.

Art. nr	Storlek	Modell	Antal/ fp	Bild
3205-8G	5 mm	Semi-trubbig PRO-stay	8 st	
3311-8G	5 mm	Vassa Hookar	8 st	
3311-1G			50 st	
3314-8G	3 mm	Vassa Hookar	8 st	
3314-1G			50 st	
3316-8G	5 mm	Trubbiga Hookar	8 st	
3316-1G			50 st	
3350-8G	12 mm	Trubbiga Hookar	8 st	
3350-1G			50 st	
3325-4G	5 mm	Tvåfinger Hookar	4 st	
3327-4G	7 mm	Tvåfinger Hookar	4 st	
3329-4G	9 mm	Tvåfinger Hookar	4 st	
3330-4G	13 x 16 mm	Blad	4 st	
3331-4G	13 x 20 mm	Blad	4 st	
3332-4G	14 x 16 mm	Tvåfinger Blad	4 st	
3333-4G	16 x 20 mm	Tvåfinger Blad	4 st	
3334-4G	20 x 16 mm	Fyrfinger Blad	4 st	
3335-4G	20 x 20 mm	Trefinger Blad	4 st	
3338-4G	6.5 x 16 mm	Smalt Blad	4 st	
3350L-4G	12 mm	Trubbiga Hookar, Extra Långa	4 st	
3384-4G	12 mm	Trubbiga Tvåfinger Hookar	4 st	
3550-1G	12 mm	Trubbiga Hookar, Dubbla Blad	50 st	

Lone Star Retraktorer Engångs

Det finns åtta retraktorer med olika användningsområden. De ger tillsammans med hookarna möjlighet till kirurgi med bra översikt utan behovet av extra armar som håller i.




Alla retraktorer är sterila och säljs per styck

Art. nr	Storlek	Användningsområde	Antal/fp	Bild
3301G	25.3 x 11.3 cm	Gynekologi, huvud/hals	1 st	
3302G	22 x 11.3 cm	Gynekologi, för patienter med övervikt och/eller smala bäckenben	1 st	
3304G	32.5 x 18.3 cm	Gynekologi, manlig urologi	1 st	
3307G	14.1 cm x 14.1 cm	Kolorektal, generell, huvud/hals	1 st	
3308G	28.3 x 18.3 cm	Gynekologi, manlig urologi	1 st	
3309G	18.6 x 8.9 cm	Huvud/hals, pediatrik	1 st	
3310G	25 cm x 25 cm	Generell, huvud/hals	1 st	
3715	16.6 x 16.6 cm	Gynekologi	1 st	
Kit 3704	Retraktor: 32.5 x 18.3 cm	Gynekologikit: 1 Reaktor (3304G) 8 Hakar (3311-8G)	5 kit	
	Hookar: 5 mm			
Kit 3707	Retraktor: 14.1 x 14.1 cm	Kolorektalkit: 1 Reaktor (3307G) 8 Hakar (3311-8G)	5 kit	
	Hookar: 5 mm			

Lone Star Retraktorer Flergångs

Det finns åtta retraktorer med olika användningsområden. De ger tillsammans med hookarna möjlighet till kirurgi med bra översikt utan behovet av extra armar som håller i.

Alla retraktorer är packade och säljs per styck.

Art. nr	Storlek	Användningsområden	Antal/fp	Material	Vikt	Bild
1103	11.6 cm i diameter	Kolorektal	1 st	Aluminium	96 G	
1104	32.2 x 18.4 cm	Gynekologi, manlig urologi	1 st	Aluminium	236 G	
1107	14.5 x 14.5 cm	Kolorektal	1 st	Aluminium	206 G	
1110	24.3 x 24.3 cm	Kolorektal, generell, huvud/hals	1 st	Aluminium	380 G	
2200	27.5 x 18.4 cm	Gynekologi, manlig urologi	1 st	Rostfritt stål	795 G	
2201	16.4 x 11.6 cm	Gynekologi, manlig urologi	1 st	Rostfritt stål	340 G	



Produktspecialist: sales@solann.se

Beställning: order@solann.se

Kundtjänst: info@solann.se

Telefon: +46(0)8-583 560 60

Hemsida: www.solann.se

LONESTAR_SV_vårdgivare_2024_ver_2