

Vi erbjuder probeskydd i flera renhetsgrader och förpackningsstorlekar. Används för att täcka transvaginala sonder/prober för undersökning av livmodern, äggstockar och äggledare.

Ecofunda

Probeskydd Ecofunda är vårt mest populära skydd och finns i flera varianter. Antingen hygieniskt packade per styck i folie eller tillsammans i en påse (bulk). Finns både torra och befuktade. Cirka 20 cm långa, 31-34 mm diameter.



Innehåller
latex



Art. nr.	Typ	Antal/fp	Förpackade
03.04.04.01	Befuktade	144	Per styck
03.04.04.02	Torr	144	Per styck
03.04.04.03	Torr	200	Bulk
5020300	Torr	500	Per styck



Bulk

Per styck

Ramcover

Art.nr: 800401

Antal/fp: 100st

Tillverkad av ren, naturlig latex, är ca 21 cm lång. Den sluter sig väl om sonden. Levereras utan glid och rullas enkelt på sonden tack vare ett biokompatibelt pulver. Produkten är inte steriliserad.



Torra



Innehåller
latex



Förpackas i bulk

Ecofunda

Probeskydd Ecofunda är vårt mest populära skydd och finns i flera varianter. Antingen hygieniskt packade per styck i folie eller tillsammans i en påse (bulk). Finns både torra och befuktade. Cirka 20 cm långa, 31-34 mm diameter.



Innehåller
latex



Art. nr.	Typ	Antal/fp	Förpackade
03.04.04.01	Befuktade	144	Per styck
03.04.04.02	Torr	144	Per styck
03.04.04.03	Torr	200	Bulk
5020300	Torr	500	Per styck



Bulk



Per styck