

## Engangsinstrument

### Ramister - Uterinsonde

Gir en omtrentlig måling av dybden av livmorkanalen. Instrumentet er rett og gradert med en skala fra 4 til 15 cm (1 cm oppløsning). Den er litt konisk med en avsmalnende diameter fra 5 til 3 mm. Den runde spissen letter komfortabel innføring gjennom livmorhalsen. Materialets formbarhet tillater manuell bøyning etter behov.



Art.nr	Navn	Lengde	Steril / ikke steril	Antall/pk.
720108	Ramister	24.5 cm	Steril	150 stk

### Ramister C - Uterinsonde

Gir en omtrentlig måling av dybden av livmorkanalen. Instrumentet er buet og gradert med en skala fra 5 til 11 cm (0,5 cm oppløsning), med direkte avlesning på håndtaket. Den er lett å plassere takket være en skyvestopper som er plassert ved åpningen av livmorhalsen. Verktøyet er lett konisk med en avsmalnet diameter fra 4 til 3 mm.



Art.nr	Navn	Lengde	Steril / ikke steril	Antall/pk.
720001	Ramister C	24.5 cm	Steril	50 stk