

## Förlossning

### Amnioper Hinnsprängare - Steril, engångs, latexfri

Hinnsprängare används vid förlossningar för att ta hål på fosterhinnan och på så sätt forcera vattenavgång. Hakens utformning möjliggör ett tryggt och säkert utförande utan risk att skada mamman eller barnet.

- Ergonomisk design.
- Böjd utformning för att förenkla handhavandet.



### Ramclamp Navelklämma - Steril, engångs, latexfri

Navelkämman används vid förlossning för att klämma fast navelsträngen innan den skärs av. Den är försedd med ett säkerhetslås för att undvika oavsiktlig öppning. När den är stängd kan den endast öppnas antingen med en pincett eller genom att klippa upp hålet. Den är även enkel att använda med en hand.



### Sax Till Navelklämma - Steril, engångs, latexfri

Liten, smidig engångssax för att enkelt klippa av navelklämman efter användning.



Art.nr.	Namn	Steril/Ej steril	Antal/fp
720193	Amnioper Hinnsprängare	Steril	250
720216	Ramclamp Navelklämma	Ej steril	250
18.13.03.02	Sax till navelklämma	Ej steril	100