

# Hans Rudolf - Helmask - 7600 V2TM

## Flergångs med huvudband



Fem storlekar\*:Petit, X-small, Small, Medium och Large

Ansiktsdelen är tillverkad i ett stycke mjuk, genomskinlig, medicinskt graderad silikon, med låg vikt

Patenterad del mot ansiktet ger masken möjlighet att forma sig efter ansiktets konturer.

Hakdel gör det enkelt att sätta på masken och ger stabilitet och komfort.

360° dubbel swivelport med avtagbar swivel ger patienten ökad rörelsefrihet.

Huvudbanden är lätta att justera, har låg vikt, och 4 fästpunkter för patientkomfort, tre storlekar.

Snabbkopplings-clips för snabb och enkel på och avsättning av huvudbandet

Till vuxna (>30 kg) patienter med noninvasiv ventilation (NIV), CPAP/BiLevel med AAV och ventilation. I hemmet eller på sjukhus.

*\*OBS! Storlekarna är större än andra märken, patienten får ofta gå ner en till två storlekar.*

Flergångsmasken kan tvättas i autoklav, med kalla kemikalier, pasteuriseras och även tvättas i diskmaskin.

### Helmask med huvudband

Art nr	Storlek
HRFM113489	Petite
HRFM113488	XSmall
HRFM113487	Small
HRFM113486	Medium
HRFM113485	Large

### Reservdelar

Art nr	
HRFM669180	Ansiktsdel HR mask, L
HRFM669181	Ansiktsdel HR mask, M
HRFM669182	Ansiktsdel HR mask, S
HRFM669183	Ansiktsdel HR mask, XS
HRFM669184	Ansiktsdel HR mask, Petit

HRRP201492	Huvudband, Small
HRRP201493	Huvudband, Medium
HRRP201494	Huvudband, Large

HRRP211022 Hattar till sampling porten, kit med 2 st



Tillverkare:  
Hans Rudolph Inc.  
www.rudolphkc.com

HRRP201523 Swivel port, knä, AAV, ej vent, 22 mmOD